

# BS桜

掃き出し窓・勝手口の段差・玄関ポーチ等の上り下りを補助します



写真はBS桜2-2、ステップ台2段


## 段違いの手すり形状で上り下りも安心

上り下りの際、手すりの水平部分に手を置き、杖のように身体を支えながら上り下りが出来ます。




## パーツを分割し運びやすく

ベースプレートが2つに分割されているので、持ち運びがしやすく搬入がスムーズに行えます。



ベースプレート



手すり

## 手すりの高さ調節が簡単に ※注

手すりの高さは、目安シールを参考に合わせられます。また工具を使用せず高さ固定ピンを差し込むだけで簡単に高さを固定できます。


※注 ベースプレートと支柱の設置には六角レンチが必要です。



高さ固定ピン

## 手すりの取付位置を選べます

手すりの取付位置をベースプレートの左右・中央部の3パターンからお選びいただけます。



# BS桜

## 設置例



縁側に



勝手口に

※オプションのBS桜ステップ台2段を使用

## オプション

BS桜と併用していただくことで、より快適にお使いいただけます。  
天板に樹脂製の滑り止めマットを取り付けています。



①BS桜ステップ台1段 オープン価格  
品番コード:633-330  
TAISコード:01235-000284  
44×30×高さ12・14・16・18cm(4段階)  
重量:約5.2kg




②BS桜ステップ台2段 オープン価格  
品番コード:633-331  
TAISコード:01235-000285  
44×60.3×高さ30・32・34・36cm(4段階)  
重量:約13.0kg

## サイズ・規格


最大使用者体重:100kg [単位:cm]

水平部に設置する場合


対応段差  
0~36cm



段上に設置する場合  
※BS桜1-1、1-2のみ対応




1-1




※ベースプレート高さ:1.4cm

1-2




水平部に設置する場合

対応段差  
36~54cm




※BS桜2-1、2-2のベースプレートは段上への設置は出来ません。

2-1



2-2



## 材質

- ベースプレート 本体:ステンレス、端面保護カバー:樹脂、支柱:ステンレス
- 手すり部 フレーム:ステンレス、グリップ:樹脂被膜

品名	品番コード	TAISコード	重量	定価(税込)
BS桜 1-1	633-311	01235-000280	約27.8kg	オープン価格
BS桜 1-2	633-312	01235-000281	約35.3kg	オープン価格
BS桜 2-1	633-321	01235-000282	約28.6kg	オープン価格
BS桜 2-2	633-322	01235-000283	約36.9kg	オープン価格



・製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。  
・改良のため、予告なく価格及び仕様を変更する場合がございます。

〈販売店〉

## 製造元



<https://www.sk-shikoku.co.jp>  
(商品情報をご覧ください)



■本社工場  
〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15  
TEL:(0879)42-1111(代) FAX:(0879)42-1112

■東北営業所  
〒983-0012 宮城県仙台市宮城野区出花1-149-1-101  
TEL:(022)794-9124 FAX:(022)794-9125

■東京支店  
〒141-0031 東京都品川区西五反田4-24-6  
TEL:(03)6417-3600(代) FAX:(03)6417-3706

■中部支店  
〒494-0003 愛知県一宮市三条字田畑32-1  
TEL:(0586)52-3501 FAX:(0586)52-3502

■九州支店  
〒811-2243 福岡県糟屋郡志免町志免東3-7-10  
TEL:(092)692-1450 FAX:(092)692-1451

■沖縄営業所  
〒901-1304 沖縄県島尻郡与那原町東浜95-7  
TEL:(098)943-2300 FAX:(098)943-2383